

Novaplex™ Malaria Assay (96 cap) [RUO]

Date

: 2023-07-14

Novaplex™ Malaria Assay (96 cap) [RUO]

Sample No	Well	Name	Type	FAM		HEX		Cal Red 610		Quasar 670		Quasar 705		Quasar 670		Auto Interpretation	Comment
				PV	C(t)	PO	C(t)	PF	C(t)	PM	C(t)	PK	C(t)	IC	C(t)		
	A01	01	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	26.77	-	N/A	-	N/A	+	31.78	PF	
	B01	02	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	26.89	-	N/A	-	N/A	+	32.10	PF	
	C01	03	SAMPLE	-	N/A	+	27.86	+	44.11	-	N/A	-	N/A	+	30.07	PO,PF	
	D01	04	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	26.05	-	N/A	-	N/A	+	30.75	PF	
	E01	05	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	37.04	-	N/A	-	N/A	+	30.70	PF	
	F01	06	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	42.43	-	N/A	-	N/A	+	31.19	PF	
	G01	07	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	36.28	-	N/A	-	N/A	+	29.34	PF	
	H01	08	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	31.23	-	
	A02	09	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	31.37	-	N/A	-	N/A	+	29.68	PF	
	B02	10	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	24.08	-	N/A	-	N/A	+	29.61	PF	
	C02	11	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	29.69	-	N/A	-	N/A	+	29.86	PF	
	D02	12	SAMPLE	-	N/A	+	42.14	+	37.99	-	N/A	-	N/A	+	31.27	PO,PF	
	E02	13	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	30.56	-	N/A	-	N/A	+	31.35	PF	
	F02	14	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	28.85	-	
	G02	15	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	29.43	-	
	H02	16	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	39.67	+	31.60	-	N/A	+	29.93	PF,PM	
	A03	17	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	31.83	-	N/A	-	N/A	+	30.92	PF	
	B03	18	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	26.04	-	N/A	-	N/A	+	29.51	PF	
	C03	19	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	29.61	-	N/A	-	N/A	+	29.33	PF	
	D03	20	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	39.63	+	33.03	-	N/A	+	31.67	PF,PM	
	E03	21	SAMPLE	-	N/A	+	37.85	+	30.58	+	34.47	-	N/A	+	30.91	PO,PF,PM	
	F03	22	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	26.98	-	N/A	-	N/A	+	29.64	PF	
	G03	23	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	42.34	+	30.88	-	N/A	+	30.61	PF,PM	
	H03	24	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	30.16	-	N/A	+	29.60	PM	
	A04	25	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	34.64	-	N/A	-	N/A	+	29.95	PF	
	B04	26	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	24.91	-	N/A	-	N/A	+	29.85	PF	
	C04	27	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	35.77	-	N/A	-	N/A	+	27.32	PF	
	D04	28	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	38.89	-	N/A	-	N/A	+	27.26	PF	
	E04	29	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	29.42	-	N/A	-	N/A	+	29.06	PF	
	F04	30	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	29.52	-	
	G04	31	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	27.51	-	N/A	-	N/A	+	29.73	PF	
	H04	32	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	27.74	-	N/A	-	N/A	+	32.10	PF	
	A05	33	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	30.39	-	
	B05	34	SAMPLE	-	N/A	+	31.65	+	36.98	-	N/A	-	N/A	+	30.72	PO,PF	
	C05	35	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	31.17	-	N/A	-	N/A	+	30.31	PF	
	D05	36	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	27.16	-	N/A	-	N/A	+	29.80	PF	

Novaplex® Malaria Assay (96 cap) [RUO]

Sample No	Well	Name	Type	FAM		HEX		Cal Red 610		Quasar 670		Quasar 705		Quasar 670		Auto Interpretation	Comment
				PV	C(t)	PO	C(t)	PF	C(t)	PM	C(t)	PK	C(t)	IC	C(t)		
	E05	37	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	24.95	-	N/A	-	N/A	+	27.96	PF	
	F05	38	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	30.80	-	N/A	-	N/A	+	28.58	PF	
	G05	39	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	39.58	+	36.37	-	N/A	+	27.50	PF,PM	
	H05	40	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	38.07	-	N/A	-	N/A	+	29.74	PF	
	A06	41	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	30.68	-	
	B06	42	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	22.60	-	N/A	-	N/A	+	28.13	PF	
	C06	43	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	36.07	-	N/A	-	N/A	+	27.98	PF	
	D06	44	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	36.43	-	N/A	-	N/A	+	29.77	PF	
	E06	45	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	32.24	+	38.26	-	N/A	+	28.29	PF,PM	
	F06	46	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	31.53	-	N/A	-	N/A	+	30.21	PF	
	G06	47	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	30.64	-	N/A	-	N/A	+	28.13	PF	
	H06	MY-93	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	30.70	-	N/A	-	N/A	+	28.60	PF	
	A07	MY-94	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	28.39	-	N/A	-	N/A	+	29.17	PF	
	B07	MY-95	SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	28.67	-	N/A	-	N/A	+	27.98	PF	
	C07	PC	PC	+	26.44	+	23.46	+	30.55	+	29.24	+	22.94	+	27.37	Positive Control(+)	
	D07	NC	NC	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Negative Control(-)	
	E07	NC	NC	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Negative Control(-)	